

máscara Hydroaid



para después de una **Blefaroplastia**

La blefaroplastia es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes.

El apósito de hidrogel médico **Hydroaid** en forma de antifaz o mascarilla de ojos ha sido desarrollado para **mejorar el proceso post-quirúrgico**.

Hydroaid ofrece ventajas para el paciente y el médico:

- enfría, refresca y humedece la zona por un largo tiempo de hasta 10 horas y más si se recarga
- ejerce un efecto placentero y calmante reduciendo la sensación de dolor
- es ligero, blando, flexible, y transparente, y se adapta perfectamente a la fisonomía del paciente
- es estéril y se puede usar inmediatamente después de la operación en la sala de operaciones
- el efecto de enfriar se produce de inmediato entre 10 a 30 segundos después de aplicar el apósito
- la sangre y el exudado que se pueda producir es absorbido por el apósito
- un control visual es fácil a través de la máscara transparente
- la piel es enfriada unos 6 grados aproximadamente, y de forma constante durante su uso
- se elimina el uso de compresas demasiado frías y no estériles que podrían dañar la piel, y podrían infectar la herida
- el paciente puede seguir usando Hydroaid en casa



Agente para España:

www.apositosdehidrogel.com tel 635 84 84 07 email: info@apositosdehidrogel.com